

05360-1

試験成績書

製品名 ハイタルメディック TWINプレート3 (TSA+MC)

Lot No. DACP1A01

有効期限 2024年3月18日

判定日 2024年1月18日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格		結果/判定
包装	異常を認めない		適合
性状	異常を認めない		適合
ゼリー強度			
TSA	400g/cm ² 以上		適合
MC	500g/cm ² 以上		適合
pH			
TSA	7.0~7.2		適合
MC	6.9~7.1		適合
無菌試験	陰性		適合
発育性能試験			
	TSA	MC	
<i>S. pneumoniae</i> ATCC49619	発育_α溶血凹	非発育	適合
<i>S. pyogenes</i> ATCC12344	発育_β溶血	非発育	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	発育_β溶血	発育_ピンク	適合
<i>S. Flexneri</i> ATCC12022	発育	発育_透明~薄茶	適合

判定者 工藤